


**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ**

Κωδικός	περιγραφή	
AC 165 V AC 165 B AC 165 CO	Λαβίδα συμπίεσης συριγγίου - πράσινη ή μπλε	CE

**ΕΙΚΟΝΑ**



**Μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I πιστοποιημένο δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2017/745 (MDR) σύμφωνα με το παράρτημα II+III.**

Κατασκευάζεται από νάιλον ενισχυμένο με 30% υαλοβάμβακα, ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα Aisi 320 κατά DIN 17224-1, φορτίο 4,9 kg με μέγιστο άνοιγμα.

Χρησιμοποιείται ως βοήθημα για διαδικασίες ιατρικής επίδεσης (ενέσεις, αιμοληψία, αιμοκάθαρση κ.λπ.)

Μέγιστο άνοιγμα της λαβίδας: 110 mm

Χωρίς λατέξ

Δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις

**Ποιοτικός έλεγχος:** οπτικός

**Αποστειρώνεται με:** Αιθυλενοξειδίο, ακτίνες γάμμα (έως 25kGy)· ατμό (κύκλος 125° για 20 λεπτά)

Τυποποιημένη **συσσκευασία:** 100 τεμάχια χύδην, μη αποστειρωμένα, σε διπλό σάκο πολυαιθυλενίου και χαρτοκιβώτιο ή χαρτοκιβώτιο 25 ουδέτερων κουτιών που περιέχουν 2 τεμ.

**Φύλαξη:** Φυλάξτε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε στεγνό και καθαρό χώρο και μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας

**Θερμοκρασία αποθήκευσης:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Διάρκεια ζωής του προϊόντος:** 7 χρόνια

**Προσοχή:** Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε υλικά, χημικά προϊόντα, τρόπους αποστείρωσης ή θερμοκρασίες εκτός των προδιαγραφών, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο υλικό του προϊόντος. Αν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, ο αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, την καταλληλότητα και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

**Καταχώριση:** Κωδικός AC 165-CND F9080-GMDN 46604-Αρ. δημοσίευσης RDM 427578