


FIȘĂ TEHNICĂ

Cod	Descriere	
AC 170 B (113 mm) AC 170 V (113 mm) AC170LV (138 mm)	Clemă anatomică – verde sau albastră	CE

Imagine



Dispozitiv medical din clasa I nesteril certificat în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 (MDR) conform Anexei II+III.

Fabricat din material din polipropilenă umplut cu 5% fibră de sticlă și 20% talc, pentru a fi utilizat pentru prinderea pansamentelor și tampoanelor în timpul operațiilor generice de îngrijire. Fără latex

Nu conține ftalați

Controlul calității: vizual

Poate fi sterilizat cu: Oxid de etilenă; Gamma – Beta (până la 25kGy)

Ambalaj standard: 1000 de bucăți vrac, nesterile, în pungă dublă din polietilenă și carton.

Depozitare: Depozitați dispozitivele medicale în medii uscate și curate, departe de surse de căldură directă.

Temperatura de depozitare: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)

Termenul de valabilitate al produsului: 7 ani

Avertisment: Expunerea acestui articol la materiale, substanțe chimice, moduri de sterilizare sau temperaturi în afara specificațiilor poate provoca modificări ale materialului produsului. Dacă utilizarea este diferită de cea indicată, cumpărătorul este singurul responsabil pentru alegerea, caracterul adecvat și utilizarea acestui produs.

Înregistrare: Cod AC 170-CND V9099-GMDN-Publicație nr. RDM 2206079