




FICHE TECHNIQUE

Code	Description	
AC 180 B	Pince à ciseaux type Kelly - bleu	CE

Image



Dispositif médical de classe I non stérile certifié conformément au Règlement UE 2017/745 (MDR) selon l'annexe II+III.

Dispositif à utiliser pour saisir la gaze et les tampons lors des opérations générales de pansement.

4 positions de fermeture.

Exempt de latex

Ne contient pas des phtalates

Contrôle qualité: visuel

Stérilisable par: Oxyde d'Éthylène; Rayond Gamma (jusqu'à 25kGy); Vapeur (cycle à 125° pendant 20 minutes)

Emballage standard: 1000 pièces en vrac, non stériles, dans un double sac en polyéthylène et un carton.

Conservation: Conserver les dispositifs médicaux dans un endroit sec et propre, loin de toute source de chaleur directe.

Température de stockage: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Durée de vie du produit: 7 ans

Attention: L'exposition du présent article à des matières, des produits chimiques, des méthodes de stérilisation ou des températures non conformes aux spécifications, peut altérer le matériau qui le compose. En cas d'utilisation du produit autre que celle qui est indiquée, l'acheteur assume l'entière responsabilité de ses choix et de leur adéquation.

Enregistrement: Code AC 180-CND V9099-GMDN 47570-N° Publication RDM 2206071