

**FICHA TÉCNICA**

**Código**


**Descripción**

**AC 150 B  
AC 150 R  
AC 150 V**

**Pinza de plástico para tubos – azul roja verde**



**Imagen**



**Dispositivo médico de clase I no estéril certificado de acuerdo con el Reglamento de la EU 2017/745 (MDR) según el anexo II+III.**

Fabricado en Nylon reforzado con un 30% de fibra de vidrio, para el cierre parcial o total de tubos de plástico / silicona con dureza de entre 60 y 88 ShA, 4 posiciones de cierre.

Sin látex

No contiene ftalatos

**Control de calidad:** visual

**Esterilizable** con: Óxido de Etileno; Rayos Gamma (hasta 25kGy); Vapor (ciclo a 125° durante 20 minutos)

**Envase estándar:** 800 piezas sueltas, no estériles, en doble bolsa de polietileno y cartón.

**Conservación:** Conservar los productos sanitarios en un ambiente seco y limpio, lejado de fuentes directas de calor.

**Temperatura de almacenamiento:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Vida útil del producto:** 7 años

**Atención:** La exposición de este artículo a materiales, productos químicos, modos de esterilización o temperaturas distintos de los especificados puede causar cambios en el material del producto. Si el uso es distinto, el comprador será el único responsable de la elección, adecuación y uso de este producto.

**Registro:** Código AC 150-CND V9099-GMDN 40589-N° Publicación RDM 2206064